

新型コロナウイルス感染症の重症化の目安となる
血液中の酸素飽和度（血液中の酸素の量）を測定！

PULSE O-METER

パルスゼロメーター [非医療用]

指の血流に影響を受けやすいので
指先が冷たいときなどセンサーが
正常に測定できない場合があります。

内蔵された高品質センサー



大切な毎日の体調管理に

簡単！

指を入れてボタンを
押すだけ簡単測定！

指を離すと自動シャットアウト

数値の目安

血中酸素飽和度

体調のパロメーターを
気軽にチェック！！

心拍数

体調指数

正常値は 96%～98%
(安静時)
90%以上を維持する必要があります。

心拍数

正常値 (45～85)
要経過観察、生活改善
(40～44, 86～100)
要医療 (~39, 101~)



見る
見せる

上下左右
縦横表示
変更

毎日の体調管理に！

心拍数と血中酸素飽和度（血液中の酸素の量）をワンタッチ計測！
指を入れてボタンを押すだけ！

品名：パルスゼロメーター
型番：41022

出荷ロット：1個 箱入数：60個
本体サイズ：約幅57×高さ32×奥行33mm
測定方法：2波長吸光度法
電源：単四乾電池(別売)
JAN：4560133833334